

RINOPOCKET – ED200



* La foto è puramente indicativa

Caratteristiche tecniche

RINOPOCKET ED200 è un'apparecchiatura atta all'ausilio del calcolo delle resistenze nasali eseguendo test di Rinomanometria Anteriore Attiva (RAA), Rinomanometria Posteriore Attiva (RPA) e test di Provocazione Nasale (TPN). Il Sistema permette la visualizzazione, la registrazione e la stampa dei grafici Flusso/Tempo, Pressione/Tempo, del grafico Sigmoidale delle resistenze nasali e delle relative tabelle dei principali parametri rinometrici calcolati.

Elettronica d'avanguardia e software sviluppato con la collaborazione medico-scientifica di autorevoli luminari rappresentano un sistema moderno ed efficace nell'ambulatorio clinico di Rinologia.

Dati tecnici:

Trasduttore di flusso: range di pressione ± 1.000 Pa

Trasduttore di pressione: range di flusso ± 1.000 ml/sec

La scheda I/O è alimentata, a 5V DC, tramite porta USB e sempre tramite porta USB trasmette e riceve i segnali, siano essi biologici o di controllo.

Il software EDM utilizza un convertitore a 2 canali a 24 bit con frequenze di acquisizioni fino a 500 Hz, oltre a 1 canale video 50 Hz (25Hz orizzontale e 25Hz verticale).

Da collegarsi e configurarsi a PC / Notebook di ultima generazione (non incluso nell'offerta)

PREZZO € 4.500,00 + iva