



# APPARECCHIATURE ORL E LINEA ENDOSCOPICA

## LISTINO 2023

### MEDI-CARE SOLUTIONS SRL

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

1

#### MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

## LINEA VESTIBOLOGIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502003	<b>SISTEMA EDM "CLASSIC" -COMPLETO</b>	€ 11.920,00
		

Il Sistema **EDM CLASSIC** integrato (versione COMPLETA) nell'analisi dei segnali videooculografici si basa sul software EDM, che oltre a gestire le periferiche di acquisizione e di stimolazione, gestisce sia la cartella paziente, le sessioni di esami, la lista pazienti e la lista dottori.

**Caratteristica peculiare del sistema EDM è quella di integrare in un'unica apparecchiatura sia l'indagine vestibolare sia l'indagine Posturografica oltre a quella Rinomanometrica permettendo di razionalizzare tempi, spazi, costi e dispositivi per le indagini**

Il software EDM gira su Pc IBM compatibile con sistema operativo Microsoft WINDOWS

Il Sistema EDM permette la registrazione ed il salvataggio di:

- \* Segnale ENG, proveniente dalla Video Maschera (AD9240)
- \* Velocità fase lenta e fase rapida del segnale ENG,
- \* Ampiezza della fase lenta e della fase rapida,
- \* Segnale di uno stimolatore: (es. Sedia Rotatoria ED900 RCS),
- \* Segnali provenienti da Pedana Stabilometrica (ED800 SSS),
- \* Segnali provenienti da Rinomanometro (Rinopocket ED200),
- \* Parametri tipici per ogni tipo di test effettuato,
- \* Cartella paziente,
- \* Sessioni esami,
- \* Lista dottori
- \* Video dell'esame,

Il sistema COMPLETO permette di effettuare:

- **Test Verticale Soggettivo**
- **Test Orizzontale Soggettivo**
- **Test Calorici**
- **Test Saccadici**
- **Test Smooth Pursuit**
- **Test di Posizione**
- **Test NY Spontaneo**

Il Sistema EDM permette inoltre di inserire un filtro passabasso software in ogni test. Stampe personalizzabili su richiesta.

Il sistema è composto da:

- Centralina di acquisizione con maschera completa di telecamera Ir
- \* Pc NUC I7 (10<sup>th</sup> generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 24", keyboard e mouse wireless
- \* Videoproiettore

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

2

### MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

## 4 "SEZIONI" DIFFERENZIATE DI EDM CLASSIC

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502022	EDM CLASSIC" BASIC"	€ 5.850 ,00

Il Sistema "**BASIC**" System permette di effettuare i seguenti test:

- **Test Soggettivo Verticale**
- **Test Soggettivo Orizzontale**
- **Test Saccadici**
- **Test Smooth Pursuit**

Il Sistema è composto da:

- \* Centralina di acquisizione con maschera completa di telecamera Ir
- \* Pc NUC I7 (10<sup>^</sup>generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 23", keyboard e mouse wireless
- \* Videoproiettore

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502024	EDM CLASSIC" EXPERT"	€ 7.890 ,00

Il Sistema "**EXPERT**" permette di effettuare i seguenti test:

- **Test Soggettivo Verticale**
- **Test Soggettivo Orizzontale**
- **Test di Posizione**
- **Test NY Spontaneo**

Il Sistema è composto da:

- \* Centralina di acquisizione con maschera completa di telecamera Ir
- \* Pc NUC I7 (10<sup>^</sup>generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 23", keyboard e mouse wireless
- \* Videoproiettore

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502025	EDM CLASSIC "EVO"	€ 7.890,00

Il Sistema "EVO" permette di effettuare i seguenti test:

- **Test Soggettivo Verticale**
- **Test Soggettivo Orizzontale**
- **Test Calorici**

Il Sistema è composto da:

- \* Centralina di acquisizione con maschera AD9240 completa di telecamera Ir
- \* Pc NUC I7 (10<sup>th</sup> generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 23", keyboard e mouse wireless
- \* Videoproiettore

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502026	EDM CLASSIC "PREMIUM"	€ 10.700,00

Il Sistema "PREMIUM" permette di effettuare i seguenti test:

- **Test Soggettivo Verticale**
- **Test Soggettivo Orizzontale**
- **Test Calorici**
- **Test di Posizionale**
- **Test NY Spontaneo**

Il Sistema è composto da:

- \* Centralina di acquisizione con maschera completa di telecamera Ir
- \* Pc NUC I7 (10<sup>th</sup> generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 23", keyboard e mouse wireless
- \* Videoproiettore

---

**MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502008	<b>VIDEONISTAGMOSCOPIO VNYS ED600</b>	<b>€ 3.100,00</b>



**ED600 VNYS** è composto da:

**Maschera completa di telecamera, centralina di alimentazione e smistamento** (Optional: monitor di ultima generazione su richiesta). Il sistema consente una connessione simultanea su due telecamere e/o collegamento a telecamera ambientale, ed è provvisto di quattro uscite video. Permette di visualizzare sul monitor le seguenti immagini:

- occhio singolo
- 2 occhi
- 2 occhi + ambiente

**Dati tecnici**

<b>Pick up element:</b>	¼ inter-line type CCD image sensor
<b>Nr. Pixel:</b>	752(H)x582(V)
<b>Scanning Frequency:</b>	15.6250KHz (H) 50.0Hz(V)
<b>Min. Illumination:</b>	TBD
<b>S/N ratio:</b>	48 dB or greater
<b>Risoluzione:</b>	520 TV lines
<b>Video Output:</b>	1.0Vpp / 75 Ohms
<b>Alimentazione:</b>	12V DC

**\*\*Monitor non incluso nel prezzo : Da quotare su richiesta**

CODICE	OPTIONAL	PREZZO IN EURO
<b>25502008/A</b>	<b>SECONDA TECAMERA CON QUAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quad</li> <li>• Video in: n.4 BNC</li> <li>• Video out: n.1 BNC</li> </ul>	<b>€ 820,00</b>
<b>25502008/B</b>	<b>TELECAMERA AMBIENTE</b>	<b>€ 400,00</b>
<b>20009159</b>	<b>PAD MONOUSO PER MASCHERA (uso singolo)</b> 	<b>€ 3,00** netto</b>
<b>20009162</b>	<b>PAD PULIZIA PER MASCHERA (riutilizzabile)</b>	<b>€ 28,00</b>

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

**MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy  
SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy  
TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)  
Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502008/D	<b>VIDEONISTAGMOSCOPIO VNYS ED610 USB</b>	<b>€ 1.440,00</b>



### Caratteristiche tecniche

Il sistema **VNYUS ED610** permette la visione e la registrazione del nistagmo ottenuto dalle classiche prove vestibolari sia di posizione sia strumentali.

Funziona con collegamento analogico a PC/NOTEBOOK . (segnale video-composito)

Utilissimo e pratico ausilio diagnostico grazie a ridotte dimensioni, peso contenuto ed innovativa tecnologia che consente di ottenere immagini di ottima qualità.

Il sistema **VNYUS ED610** durante i test permette di visualizzare le immagini del singolo occhio del paziente sullo schermo del Pc/Notebook e/o su di un Monitor Analogico ed inoltre consente di effettuare il Visual Suppression Test (VST) tramite l'accensione di un led rosso all'interno della maschera per consentire la fissazione.

L'apparecchiatura è costituita da:

- ✓ **centralina di alimentazione,**
- ✓ **maschera completa di una telecamera Ir**
- ✓ **otturatore.**
- ✓ **USB/mini USB**
- ✓ **Alimentatore**

<b>CODICE</b>	<b>OPTIONAL</b>	<b>PREZZO IN EURO</b>
<b>20009159</b>	<b>PAD MONOUSO PER MASCHERA (uso singolo)</b> 	<b>€ 3,00** netto</b>
<b>20009162</b>	<b>PAD PULIZIA PER MASCHERA (riutilizzabile)</b> 	<b>€ 28,00</b>

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

6

#### **MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

## STIMOLATORI VESTIBOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
<b>25502007</b>	<b>VIBRATORE VVS ED500</b>	<b>€ 1.880,00</b>



### Caratteristiche tecniche

Il **Vibratore Vestibolare VVS ED500** è uno strumento essenziale per lo screening della funzione vestibolare indotta da vibrazioni.

**VVS ED500** è stato progettato per la ricerca veloce del Ny nei casi di Vertigine o Disordini dell'equilibrio. In pochi secondi permette di evidenziare la presenza o meno di Ny.

Il Test può essere aggiunto ai normali protocolli di indagine vestibolare sia che si utilizzino sistemi computerizzati (ENG e/o VNG) o i semplici Occhiali di Frenzel.


Il Vibratore è gestito da microprocessore con loop chiuso di retroazione per il controllo della frequenza.

Il range di frequenze da 50 Hz a 150 Hz in modo lineare e/o con step di 5 Hz.

Lettura digitale della frequenza e possibilità di memorizzare frequenza di lavoro da tastiera.  
Comando on/off anche tramite pedale.

## POSTUROLOGIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502004	<b>PEDANA STABILOMETRICA ED800 SSS</b>	<b>€ 6.460,00</b>



### Caratteristiche tecniche:

Le celle di carico sono disposte ai vertici di un triangolo equilatero di lato 36cm .  
 - N.03 celle di carico: Fondoscala 500Kg., alimentazione a 10V, non linearità ≤ 0.03%

Il Software EDM supportato dalla Pedana ED800 SSS permette la registrazione ed il salvataggio dei seguenti parametri:

- ✓ Centro di pressione,
- ✓ Stabilogramma,
- ✓ Statokinesigramma,
- ✓ Correlazione
- ✓ Trasformata di Fourier
- ✓ Grafico delle aree delle tre bande di frequenza Vestibolare, Propriocettiva e Mista
- ✓ Piano X-Y,
- ✓ Posturogramma,
- ✓ Risultati dei vari tests,
- ✓ Indici di Romberg e loro comparazioni incrociate,
- ✓ Test di Riabilitazione

### Dati Tecnici

**Peso:** 10 Kg  
**Dimensione pedana :** 46cmx42cmx09cm  
**Alimentazione:** 5V DC (USB)

**Da collegarsi e configurarsi a PC / Notebook di ultima generazione (prezzo da quotare a parte)**

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
 Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

### **MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy  
 SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy  
 TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)  
 Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

## RINOMANOMETRIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502006	RINOPOCKET - ED200	€ 6.460,00



### Caratteristiche tecniche

**RINOPOCKET ED200** è un'apparecchiatura atta all'ausilio del calcolo delle resistenze nasali eseguendo test di Rinomanometria Anteriore Attiva (RAA), Rinomanometria Posteriore Attiva (RPA) e test di Provocazione Nasale (TPN). Il Sistema permette la visualizzazione, la registrazione e la stampa dei grafici Flusso/Tempo, Pressione/Tempo, del grafico Sigmoidale delle resistenze nasali e delle relative tabelle dei principali parametri rinometrici calcolati.

Elettronica d'avanguardia e software sviluppato con la collaborazione medico-scientifica di autorevoli luminari rappresentano un sistema moderno ed efficace nell'ambulatorio clinico di Rinologia.

#### Dati tecnici:

**Trasduttore di flusso:** range di pressione  $\pm 1.000$  Pa  
**Trasduttore di pressione:** range di flusso  $\pm 1.000$  ml/sec

La scheda I/O è alimentata, a 5V DC, tramite porta USB e sempre tramite porta USB trasmette e riceve i segnali, siano essi biologici o di controllo.

**Il software EDM utilizza un convertitore a 2 canali a 24 bit con frequenze di acquisizioni fino a 500 Hz, oltre a 1 canale video 50 Hz(25Hz orizzontale e 25Hz verticale).**

**Da collegarsi e configurarsi a PC / Notebook di ultima generazione (prezzo da quotare a parte)**

CODICE	<b>ACCESSORI:</b>	PREZZO
56582025	<p><b>NASTRO MICROFOAM</b></p>  <p><b>Nastro per sigillare narice durante test rinomanometrici</b>            NASTRO MICROFOAM 5cmX5mt per RINOMANOMETRIA            CONF da 6 pz. (elastico e ipoallergenico)</p>	€ 160,00
20009163	<p><b>TUBO PER MISURA PRESSIONE DIFFERENZIALE</b>            Confezione da n.100 tubi</p> 	€ 70,00
56584995	<p><b>NAS AIR</b>            Dilatatore nasale scatola da 10 pezzi</p>	€ 115,00
56500093	<p><b>EC STER SPRAY – STERILIZZATORE RAPIDO PER PICCOLE SUPERFICI</b></p>  <p>Sterilizzante rapido per dispositivi e piccole superfici Generatore di radicali liberi.  <b>Principio attivo:</b> radicali liberi a carattere riducente.  <b>Meccanismo di azione:</b> trasferimento di elettroni che procurano un danno chimico irreversibile alla struttura proteica dei germi patogeni e loro distruzione immediata. <b>Attività:</b> attivo su batteri gram+ e gram-; virus (compresi HIV-HBV-HCV); spore; micobatterio della tubercolosi; funghi.            Tempi di attività: <b>5 secondi</b> EC STER SPRAY è in grado di azzerare 8log10 di spore bacillus subtilis con un contatto di 5 secondi. Agisce contro tutti i germi patogeni convenzionali e su quelli emergenti a struttura proteica.</p>	€ 205,00 ** netto



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502029 21104120	<p style="text-align: center;"><b>SET TELECAMERA FULL HD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EVS ED1400</b></li> <li>- <b>SOFTWARE EDM_VIDEOCAPTURE</b></li> <li>- <b>MONITOR 24" LCD Full HD IPS Touchscreen</b></li> <li>- <b>Pc NUC I7 (10<sup>th</sup> generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSC, , keyboard, mouse,</b></li> </ul> 	<b>€ 12.250,00</b>
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <p style="text-align: center; color: red;"><b>EDM VIDEOCAPTURE</b></p> </div>		

CODICE	<b>ACCESSORI:</b>	PREZZO
21180112	<p><b>SUPPORTO MAGNETIZZATO PER TELECAMERA</b></p> 	<b>€ 50,00</b>

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502020	<b>TELECAMERA 1/3 CCD – EVS ED420</b>	<b>€ 3.700,00</b>



**EVCS ED420** è una telecamera provvista di un semplice sistema di connessione (per visualizzazione) direttamente a PC / Notebook tramite una porta USB o tramite uscita video-composita. Il peso contenuto, il rigoroso design, l'apprezzata ergonomia, la facilità di utilizzo oltre alla qualità dei componenti fanno di questa piccola telecamera per endoscopia un concentrato di soluzioni che permettono al professionista di avere uno strumento che risponda in modo adeguato alle sue esigenze senza perdere di vista anche l'aspetto economico. È possibile utilizzare la telecamera **ED420** dopo aver installato i suoi driver. La forma ergonomica del manipoletto permette una comoda impugnatura e un facile accesso al pulsante che attiva la funzione basilare del sistema "White Balance". Nel caso si utilizzi il Software EDM\_Videocapture, la registrazione video-audio del filmato e la cattura del fermo immagine possono essere effettuati anche tramite Pedale Wireless (optional) senza dover utilizzare le mani.

Il kit della telecamera è composto da:

1. **Telecamera 1/3" CCD SONY con attacco passo C**
2. **Adattatore ottico (f 21mm)**
3. **Pendrivel installazione driver**
4. **Manuale d'uso**

#### Dati tecnici della telecamera:

Image Sensor:	1/3" interline CCD
Signal format:	PAL
CCD model:	ICX409AK Sony
Number of Pixel:	752(H) x 582(V)
Scanning System:	2:1 Interlace
Synchronization:	Internal
Horizontal Frequency:	15,625 kHz
Vertical Frequency:	50,00 Hz
Horizontal Resolution:	520 TV lines
Video Output level:	1.0p-p, 75 ohm(Vido 0.714Vp-p, Sync. 0.286Vp-p)
Burst level:	0.286 Vp-p
S/N ratio:	48dB or better (gamma=1, AGC=off, Aperture=off, Lumin. signal)
Min Illumination:	0.05 lux (Video Output 50%, AGC On, F1.2) at Frame Integr. x 8t
Y correction:	0.45 or 1.0
AGC:	+18 dB Max
Iris control:	Electrical Iris / lens Iris (DC control)
Electrical Shutter:	1/50 to 1/120,000 sec

#### Funzioni principali

BLC:	Calculated besides High-light level area
Mirror:	Horizontal and Vertical (Flip function)
Sense up:	On/Off
White balance:	ATW/AWB (one push)
Connect I/F:	Serial I/F
Power Supply Voltage:	DC12V ± 1V
Power Supply Current:	Max 150mA (at DC +12V)
Storage temperature:	-20°C to +60°C
Storage humidity:	Max 90% No condensation
Dimension:	32(W) x 32(L) without lens

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IN EURO
62530034	<b>SIGNAL VIDEO CONVERTER (in caso di connessione diretta con il monitor)</b>	<b>€ 100,00 ** netto</b>

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

13

#### **MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**


SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502020 25502012	<b>Set Completo TELECAMERA:</b> - EVS ED420 - EDM SOFTWARE	€ 5.700,00



Set completo TELECAMERA WIRELESS composto da:

- TELECAMERA CON FILO EVS ED420
- EDM VIDEOCAPTURE software

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502023 56582506	<b>Set Completo portatile TELECAMERA ED730</b> - EVS ED420 - FONTE DI LUCE LED A BATTERIA ED310	€ 4.190,00



**EVCS ED730** è la versione portatile della telecamera ED420 (1/3" CCD) completa di:

- TELECAMERA ED420 con piccolo manipolo –cover colore nero
- ADATTATORE PER OTTICHE PASSO "C" (focale 22 mm)
- FONTE DI LUCE A BATTERIA (WIRELESS) – 200 lumen, 5.500 K° / batterie al litio

Avendo connessione diretta da una porta USB questa attrezzatura rappresenta la soluzione migliore per organizzare al meglio gli strumenti per effettuare endoscopia domiciliare o in ambulatori differenti.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012  
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

#### MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L


SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502012	<b>SOFTWARE EDM VIDEOCAPTURE:</b>	€ 2.420,00



**SOFTWARE** di produzione Euroclinic, semplice e intuitivo grazie ad una grafica con pochi testi e molte icone. Abbinato a tutti i modelli di telecamere Euroclinic e non, esso permette di effettuare acquisizioni audio e di immagini con gestione anagrafica pazienti. Con pochi passaggi esso consente di registrare i filmati ed inoltre, tramite un database interno, permette di salvarli e di rivederli su PC/notebook, di gestire l'anagrafica dei pazienti e di scrivere referti e stamparli. **Cavo di ricarica incluso.**

---

**MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
<p>25502028 21104120 56589001</p>	<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DI VIDEO STROBOSCOPIA</b></p> <p>Un innovativo "pacchetto" conveniente e tecnologicamente avanzato per la video stroboscopia, contenente uno stroboscopio portatile da utilizzarsi in combinazione con la nuova Telecamera ED1410 HD e software EDM Videocapture. Le immagini visualizzate e registrate possono essere visionate su di un monitor touch 24" combinato con un sistema nuc I7, incluso nel "pacchetto".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TELECAMERA EVS ED1410 HD</b></li> <li>- <b>EDM SOFTWARE</b></li> <li>- <b>STROBOSCOPIO PORTATILE Mod. HIGHLIGHT BASIC</b></li> <li>- <b>Pc NUC I7 (10<sup>^</sup> generazione, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 24", keyboard e mouse wireless</b></li> </ul> <div style="text-align: center;">   </div> <p>Image Sensor: E2V EV76C5706F            CMOS model: 1/1,8", 4.5 Om            Number of Pixel: 2MP            Rate Frame: 59FPS at 1600 x 1200            A/D Converter: 10 bit            Video Data Output: 8, 12, 16, 24-bit digital data            Image Data Formats: Y8, Y16, RAW8, RAW12, RAW16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444            Partial Image Models: Pixel binning and region of interest (ROI) modes            Image Processing: Gamma, lookup table, hue, saturation and sharpness            Shutter: Global Shutter            Gamma: 0.50 to 4.00, programmable lookup table            Exposure: 0.014 ms to 898 ms            White Balance: Automatic/Manual modes, programmable via software            Color Processing: On camera in YUV or RGB format, or on PC in RAW format            Digital Interface: USB 3.0 interface with screw locks for camera control, data and power            Gain: 0 dB to 24 dB            Transfer Rates: 5Gbit/s            Image Buffer: 32MB frame buffer</p>	<p><b>€ 18.590,00</b></p>

CODICE	OPTIONAL	PREZZO
56583224	<b>VARIO ZOOM TV ADAPTER 15-35 mm</b>	<b>€ 440,00**</b> <b>Prezzo netto</b>
56582020	<p><b>LETTORE SMARTCARD</b></p> <p>Il kit per la "Lettura della Tessera Sanitaria" permette di inserire i dati essenziali del paziente (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) senza l'utilizzo della tastiera, strisciando semplicemente la tessera nell'apposito lettore. In modo del tutto automatico i dati del paziente verranno visualizzati sul PC/NOTEBOOK configurato con software EDM_VIDEOCAPTURE e, dopo averli salvati, si potranno eseguire i vari test e lanciare l'acquisizione video, rendendo così particolarmente semplice e veloce la procedura di inserimento di un nuovo paziente. Se un paziente è inoltre già presente nel database, la strisciata della tessera sanitaria nell'apposito lettore, permetterà l'apertura automatica della pagina corrispondente al paziente senza dover dare avvio a ricerche nell'archivio informatico.</p> 	<b>€ 630,00</b>
56582021	<p><b>BOX (100 smart cards)</b></p> <p>Smart cards in bianco da utilizzarsi per ogni singolo paziente – il lato in plastica può essere personalizzato con il loro della clinica</p>	<b>€ 450,00</b>
21104120	<p><b>MONITOR &amp; NUC</b></p> <p>Pc NUC I7 (10<sup>^</sup> generation, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) S.O. Win 10 Enterprise LTSB, LCD Full HD IPS Touchscreen monitor 24", keyboard e mouse wireless</p> 	<b>€ 2.630,00**</b> <b>Prezzo netto</b>
21104120/A 56583187	<p><b>MONITOR MEDICALE &amp; NUC</b></p> <p><b>MONITOR MEDICALE 24" Touch-smart complete di tastiera e mouse wireless</b> <b>PC NUC I7</b> (10<sup>^</sup> Generazione, 1 TB SSD HDD, 16 GB RAM) completo di S.O. Win 10 Enterprise LTSB</p> 	<b>€ 3.680,00**</b> <b>Prezzo netto</b>

## LINEA ENDOSCOPIA – Fonti di Luce

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502001	<b>FRONTE LUCE LED WLS ED300</b>	€ 1.680,00



**WLS ED300** è un'apparecchiatura professionale generatrice di luce per strumenti endoscopici. Basata sull'utilizzo dei led di potenza 3 Watt al posto delle tradizionali lampade ad incandescenza. Temperatura Colore a 5.500K°/ min. 200 Lumen  
 PROVISTA DI MANIPOLO E DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DI TUTTE LE FUNZIONI ATTIVE.

Caratteristiche principali:

- **attacco diretto del manipolo LED all'ottica** (senza dovere utilizzare il classico cavo a fibre ottiche)
- **LED con Temperatura Colore 5.500° K = 200 LUMEN Min.**
- **regolazione di potenza tramite manopola**
- **scatola in metallo verniciato a polveri epossidiche (colore silver)**

CODE	DESCRIPTION	PREZZO
25502016	<b>FRONTE LED PORTATILE MWLS ED310 SISTEMA A BATTERIA</b>	€ 1.030,00



La Fonte Luminosa a LED **MWLS ED310** portatile genera luce fredda per strumenti per endoscopia (rigidi o flessibili). Fornisce una potenza luminosa tale da essere utilizzato anche con le ottiche flessibili.

Le novità introdotte con la nuova fonte luminosa MWLS ED310 sono:

- **FUNZIONAMENTO A BATTERIA** (circa 90 minuti alla massima potenza.); i tempi di carica, partendo da batterie completamente scariche, sono di circa 5 ore, 1 ora per ricarica all'85%.
- **LED di potenza** al posto della tradizionale lampada ad incandescenza (3 Watt, 5.500°K – 50.000 ore di vita invece di 500 ore).
- **ATTACCO DIRETTO del manipolo Led a qualsiasi ottica con attacco Storz** senza dover utilizzare il classico cavo a fibre ottiche (adattatori per nasofaringo Pentax/Machida) – Non occorre cavo a F.O.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502015	<b>FONTE LUCE LED CLS ED1100</b> <i>Connettore Singolo</i>	€ 1.430,00



La Fonte di luce a led di potenza **CLS ED1100** genera luce fredda, bianca (5.500K°- min 200 L) per strumenti per l'endoscopia.

**CLS ED1100** non genera calore ed è facilmente trasportabile e al posto della tradizionale lampada ad incandescenza, utilizza un Led di potenza ( 3Watt, Min. 200 Lumen, Vita media oltre 50.000 h).

Il microprocessore presente sulla scheda madre controlla la temperatura all'interno.

Caratteristiche principali:

- **attacco singolo (tipo Storz)** per cavo a fibre ottiche (disponibili adattatori per altri modelli)
- **temperatura LED colore 5.500°K** con potenza 200 LUMEN Min.
- **regolazione di potenza tramite manopola**
- **scatola in metallo verniciato a polveri epossidiche (colore silver)**

**MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L**

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1 - 40121 Bologna - Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: [www.euroclinic.it](http://www.euroclinic.it) - E-MAIL: [info@euroclinic.it](mailto:info@euroclinic.it)

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.- Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25502018	<b>FRONTE LUCE LED CLS ED1102</b> <i>Doppio Connettore</i>	<b>€ 1.550,00</b>



La Doppia Fonte di luce a led di potenza **CLS ED1102** genera luce fredda, bianca (5.500K°- min 200 L) per strumenti per l'endoscopia.

**CLS ED1102** non genera calore ed è facilmente trasportabile e al posto della tradizionale lampada ad incandescenza, utilizza 2 Led di potenza ( 3Watt, Min. 200 Lumen, Vita media oltre 50.000 h).

Il microprocessore presente sulla scheda madre controlla la temperatura all'interno.

Caratteristiche principali:

- **attacco doppio (tipo Storz)** per 2 cavi a fibre ottiche (disponibili adattatori per altri modelli)
- **temperatura LED colore 5.500°K** con potenza 200 LUMEN Min.
- **regolazione di potenza tramite manopola per cadauna fonte**
- **scatola in metallo verniciato a polveri epossidiche (colore silver)**

### CAVI A FIBRE OTTICHE

CODE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO
56500122/A	CAVO F.O. Ø 3,5 / lunghezza 1800 mm. COMPLETO DI ADATTATORI	<b>€ 220,00</b>
56500121/A	CAVO F.O. Ø 3,5 / lunghezza 2300 mm. COMPLETO DI ADATTATORI	<b>€ 220,00</b>

00XW2P_VIDEO	<b>CARRELLO PROFESSIONALE</b> <i>Per endoscopia</i>	<b>€ 2.540,00</b>
--------------	--	-------------------



**XW2P\_VIDEO** è un carrello professionale ad uso diagnostico-ambulatoriale per attività endoscopica. Ha solida struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche (colore bianco) montata su 4 ruote piroettanti, gommate e provviste di 2 freni posteriori. Il piano di lavoro è in laminato bianco (L. 500 mm). Dotato di 4 cassetti porta-strumenti come segue: 3 cassetti tipo D1 (H. 70mm) + 1 cassetto tipo D2 (H.140mm) .

Vano laterale lasciato vuoto per alloggiare apparecchiatura di diagnostica (fonte di luce, diatermo, etc ) Palo supporto PC/Monitor integrato alla struttura con braccetto articolato multidirezionale.

Nella parte posteriore è montata una presa elettrica multipla (4 inlet). Il servomobile si sposta agevolmente tramite la maniglia del primo cassetto fisso in alto. Possibilità di scegliere i colori delle maniglie in una vasta gamma di colori.

<b>CODICE</b>	<b>OPTIONAL</b>	<b>PREZZO</b>
<b>56582020</b>	<b>SUPPORTO PER ENDOSCOPI – doppio</b> (fissato al lato della cassettiera) con 2 tubi chiusi (1 lungo per ottica flessibile / 1 corto per ottica rigida)	<b>€ 420,00</b>
<b>21003418+20009176</b>	<b>SUPPORTO TELECAMERA fissato sul top</b>	<b>€ 420,00</b>