



POLTRONE GINECOLOGIA

LISTINO 2023

MEDI-CARE SOLUTIONS SRL

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: vinca@medicaresolutions.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

POLTRONE URO-GINECOLOGIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500605	SUPREMA U-500 – 3 motori	€ 7.050,00
20740000/SF	KIT SKAI (tappezzeria) SUPREMA U-500 con poggiatesta incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Suprema U-500 è una poltrona professionale progettata per l'attività ambulatoriale uro-ginecologica ed ecografica in reparti o centri specializzati che esigono attrezzature medicali di affidabile funzionalità e di alto confort sia per l'operatore che per il paziente. È dotata di seduta ergonomica grazie alla linea della tappezzeria che segue perfettamente la linea del corpo e di una nuova costruzione meccanica ed elettronica affidabili. Può essere controllata senza fili in ogni suo movimento tramite **PEDALE WIRELESS** (vedere accessori)

SUPREMA U-500 è provvista di:

- solida struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 Met) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- 3 motori di alta qualità (fino a 8000N) che gestiscono elettricamente e separatamente i movimenti di salita e discesa, lo schienale e la seduta. La massima funzionalità e stabilità sono garantite;
- inclinazione -20° in posizione Trendelenburg;
- movimento schienale-seduta combinato per garantire sicurezza e prevenire lo schiacciamento del corpo del paziente (sistema di sicurezza);
- Pedale multifunzione con filo (**opzionale**) per il controllo dei movimenti della poltrona (**pedale WIRELESS o pulsantiera opzionali**). È provvisto di 4 memorie: 3 posizioni memorizzate scelte dall'operatore e "ZERO" che è la posizione a riposo;
- le parti fisse di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- gambale singolo amovibile e con posizione fissa orizzontale per permettere al paziente di distendersi a lettino;
- poggiatesta anatomico con regolazione manuale in verticale sullo schienale;
- coppia di braccioli in metallo verniciato (regolabili in linea orizzontale e amovibili) a forma di maniglioni antipánico per garantire al paziente un'impugnatura più sicura.
- cuscino lombare imbottito per il massimo comfort del paziente quando è disteso in posizione letto.
- Cuscino di copertura per la seduta, all'altezza della vaschetta, per ottenere la forma di lettino.
- N.4 Guide laterali in acciaio fissate allo schienale e alla seduta per agganciare sacche o apparecchiature.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500604	SUPREMA G-200 – 4 motori	€ 7.500,00
20740000/SF	KIT SKAI (tappezzeria) SUPREMA G-200 con poggiatesta incluso. Colore da definirsi al momento dell'ordine. Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino	



Suprema G-200 è una poltrona professionale progettata per l'attività ambulatoriale uro-ginecologica ed ecografica in reparti o centri specializzati che esigono attrezzature medicali di affidabile funzionalità e di alto confort sia per l'operatore che per il paziente.

È dotata di seduta ergonomica grazie alla linea della tappezzeria che segue perfettamente la linea del corpo e di una nuova costruzione meccanica ed elettronica affidabili. Può essere controllata senza fili in ogni suo movimento tramite **PEDALE WIRELESS** (vedere accessori)

SUPREMA G-200 è provvista di:

- solida struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 Met) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- 4 motori di alta qualità (fino a 8000N) che gestiscono elettricamente e separatamente i movimenti di salita e discesa, lo schienale, la seduta il poggiatesta. La massima funzionalità e stabilità sono garantite;
- inclinazione -20° in posizione Trendelenburg;
- movimento schienale-seduta combinato per garantire sicurezza e prevenire lo schiacciamento del corpo del paziente (sistema di sicurezza);
- Pedale multifunzione con filo (**opzionale**) per il controllo dei movimenti della poltrona (**pedale WIRELESS o pulsantiera opzionali**). È provvisto di 4 memorie: 2 posizioni memorizzate scelte dall'operatore, la memoria "SYNCHRO" per il movimento combinato di schienale e poggiatesta, e "ZERO" che è la posizione a riposo
- le parti fisse di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- gambale singolo elettromovimentato che raggiunge la posizione orizzontale permettendo al paziente di distendersi a lettino;
- poggiatesta anatomico con regolazione manuale in verticale sullo schienale;
- coppia di braccioli in metallo verniciato (regolabili in linea orizzontale e amovibili) a forma di maniglioni antipatico per garantire al paziente un'impugnatura più sicura.
- cuscino lombare imbottito per il massimo comfort del paziente quando è disteso in posizione letto.
- N.4 Guide laterali in acciaio fissate allo schienale e alla seduta per agganciare sacche o apparecchiature.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

ACCESSORI OPZIONALI PER SUPREMA U-500 / G-200

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
22200403	TALLONIERE con supporti ad "arco" in acciaio inox che terminano con piastra in acciaio imbottita e rivestita come comodo poggiapiedi- colore coordinato alla tappezzeria della poltrona	€ 1.020,00
22200405	REGGICOSCE ANATOMICI TAPPEZZATI con regolazione multipla a snodo e leva di fissaggio (RIVESTITI IN SKAI) colore coordinato alla tappezzeria della poltrona	€ 830,00
20745000	CUSCINO EXTRA PER SEDUTA - Cuscino di copertura per la seduta, all'altezza della vaschetta, per ottenere la forma di letto	€ 130,00
22200404	PORTA ROTOLO in acciaio – fissato su schienale	€ 190,00
22200407	VASCHETTA IN ACCIAIO ESTRAIBILE completa di sistema di drenaggio liquidi tramite tubo corrugato lungo mt. 2 (per SUPREMA U-500)	€ 240,00
22200406	VASCHETTA IN ACCIAIO ESTRAIBILE (per SUPREMA G-200)	€ 210,00
22200091	ASTA PORTA-FLEBO TELESCOPICA FISSATA AL BASAMENTO su supporto orientabile a 90°	€ 240,00
56282031	Tubo spiralato per drenaggio liquidi da vaschetta in acciaio per SUPREMA U-500	€. 35,00/mt
69900115	SCHEDA RICEVENTE SU POLTRONA PER CONTROLLO WIRELESS (da aggiungere sempre, anche in assenza di riunito!)	€ 140,00
22200096/A 22200099/A 22200096	PEDALE CON FILO PER POLTRONA 4 MOTORI <u>senza</u> funzione SYNCRO PEDALE CON FILO PER POLTRONA 4 MOTORI <u>con</u> funzione SYNCRO PEDALE CON FILO PER POLTRONA 3 MOTORI	€ 360,00
		
22200095/A 22200099 22200095	PEDALE WIRELESS per poltrona 4 motori <u>senza</u> funzione SYNCRO PEDALE WIRELESS per poltrona 4 motori <u>con</u> funzione SYNCRO PEDALE WIRELESS per poltrona 3 motori	€ 730,00
	 <i>NOTA: DEVE ESSERE SEMPRE ORDINATO INSIEME AL CODICE 69900115</i>	
22200210	COMANDO MANUALE WIRELESS ***NOVITA'***	€ 650,00
	 <i>NOTA: DEVE ESSERE SEMPRE ORDINATO INSIEME AL CODICE 69900115</i>	
22200375	KIT RUOTE IN ACCIAIO (2 + 2 con freno)	€ 340,00

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500603	GYNEX PROFESSIONAL –3 motori	€ 5.750,00
20730000/SF	Rivestimento skai amovibile per reggi-cosce - COPPIA (incluso nel modello base) - Colore coordinato alla tappezzeria della poltrona	
20702500/SF	KIT SKAI (tappezzeria) GYNEX PROFESSIONAL con poggiatesta incluso – Colore da definirsi al momento dell’ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona da visita studiata per rispondere alle esigenze di funzionalità ambulatoriali in uro-ginecologia.

- Solida struttura in **acciaio verniciato** a polveri epossidiche
- Dotata di **3 motori** indipendenti per il sollevamento, l’inclinazione dello schienale e la movimentazione del gambale.
- Movimentazione della seduta autobilanciata con lo schienale per mantenere angolo fisso a 90° antischacciamento.
- Schienale, sedile, gambalone, braccioli e reggi-cosce sono rivestiti in skai impermeabile, antiscivolo, antimacchia, antibatterico, facile da pulire e da disinfettare.
- La poltrona può raggiungere la posizione orizzontale (letto da visita).
- In dotazione vaschetta di raccolta liquidi in plastica con capacità 2 lt. che scorre lungo le guide poste sotto la seduta.
- I braccioli anatomici sono amovibili (per eventuale sostituzione a maniglioni antipanico) e ruotabili
- Poggiatesta anatomico amovibile e regolabile in altezza.
- Pulsantiera per controllo della poltrona in tutte le sue sezioni elettromovimentate.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500602	GYNEX –2 motori	€ 5.100,00
20730000/SF	Rivestimento skai amovibile per reggi-cosce - COPPIA (incluso nel modello base) - Colore coordinato alla tappezzeria della poltrona	
20702500/SF	KIT SKAI (tappezzeria) GYNEX con poggiatesta incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	
22200314	Applicazione gambalone	



Poltrona da visita studiata per rispondere alle esigenze di funzionalità ambulatoriali in uro-ginecologia.

- Solida struttura in **acciaio verniciato** a polveri epossidiche
- Dotata di **2 motori** indipendenti per il sollevamento e l'inclinazione dello schienale
- Movimentazione manuale del gambalone tramite molla a gas.
- Movimentazione della seduta autobilanciata con lo schienale per mantenere angolo fisso a 90° antischiacciamento.
- Schienale, sedile, gambalone, braccioli e reggi-cosce sono rivestiti in skai impermeabile, antiscivolo, antimacchia, antibatterico, facile da pulire e da disinfettare.
- La poltrona può raggiungere la posizione orizzontale (letto da visita).
- In dotazione vaschetta di raccolta liquidi in plastica con capacità 2 lt. che scorre lungo le guide poste sotto la seduta.
- I braccioli anatomici sono amovibili (per eventuale sostituzione a maniglioni antipatico) e ruotabili
- Poggiatesta anatomico amovibile e regolabile in altezza.
- Pulsantiera per il controllo della poltrona nelle 2 sezioni elettromovimentate.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500602	GYNEX –2 motori **VERSIONE SPECIALE SENZA GAMBALE**	€ 4.630,00
20730000/SF	Rivestimento skai amovibile per reggi-cosce - COPPIA (incluso nel modello base) - Colore coordinato alla tappezzeria della poltrona	
20702500/SF	KIT SKAI (tappezzeria) GYNEX con poggiatesta incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona da visita studiata per rispondere alle esigenze di funzionalità ambulatoriali in uro-ginecologia.

- Solida struttura in **acciaio verniciato** a polveri epossidiche
- Dotata di **2 motori** indipendenti per il sollevamento e l'inclinazione dello schienale
- Movimentazione della seduta autobilanciata con lo schienale per mantenere angolo fisso a 90° antischiacciamento.
- Schienale, sedile, braccioli e reggi-cosce sono rivestiti in skai impermeabile, antiscivolo, antimacchia, antibatterico, facile da pulire e da disinfettare.
- In dotazione vaschetta di raccolta liquidi in plastica con capacità 2 lt. che scorre lungo le guide poste sotto la seduta.
- I braccioli anatomici sono amovibili (per eventuale sostituzione a maniglioni antipanicco) e ruotabili
- Poggiatesta anatomico amovibile e regolabile in altezza.
- Pulsantiera per il controllo della poltrona nelle 2 sezioni elettromovimentate.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500601	GYNEX –1 motore	€ 4.200,00
20730000/SF	Rivestimento skai amovibile per reggi-cosce - COPPIA (incluso nel modello base) - Colore coordinato alla tappezzeria della poltrona	
20702500/SF	KIT SKAI (tappezzeria) GYNEX con poggiatesta incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona da visita studiata per rispondere alle esigenze di funzionalità ambulatoriali in uro-ginecologia.

- Solida struttura in **acciaio verniciato** a polveri epossidiche
- Dotata di **1 motore** indipendenti per il sollevamento della poltrona tramite pedale
- Movimentazione manuale dello schienale e del gambale tramite molla a gas.
- Movimentazione della seduta autobilanciata con lo schienale per mantenere angolo fisso a 90° antischiacciamento.
- Schienale, sedile, gambale, braccioli e reggi-cosce sono rivestiti in skai impermeabile, antiscivolo, antimacchia, antibatterico, facile da pulire e da disinfettare.
- La poltrona può raggiungere la posizione orizzontale (letto da visita).
- In dotazione vaschetta di raccolta liquidi in plastica con capacità 2 lt. che scorre lungo le guide poste sotto la seduta.
- I braccioli anatomici sono amovibili (per eventuale sostituzione a maniglioni antipanico) e ruotabili
- Poggiatesta anatomico amovibile e regolabile in altezza.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

ACCESSORI OPZIONALI PER POLTRONE GYNEX		
CODICE	ACCESSORI	PREZZO
22200404	Porta-rotolo di carta fissato sullo schienale	€. 180,00
22203012	Reggi talloni telescopici (in sostituzione dei reggi-cosce) applicati a bracci articolati	€. 480,00
22203011	Poggiapiedi con arco – support in acciaio (con poggiapiedi rivestito in Skai – colore da definire)	€. 870,00
22203013	Coppia maniglioni in acciaio cromato – amovibili (al posto dei braccioli)	€. 370,00
20739000	Cuscino centrale per poltrone Gynex	€. 80,00
22200068	Gruppo applicazione vaschetta in acciaio scorrevole su guide sotto la seduta	€. 190,00
22200068/A	Gruppo applicazione vaschetta in acciaio con raccordo scarico liquidi	€. 210,00
56282031	Tubo spiralato per drenaggio liquidi (lunghezza da definirsi)	€. 35,00/mt
22200128	KIT RUOTE (2 + 2 con freno)	€. 340,00
22200323	Applicazione support colposcopio (modello del colposcopio da confermarsi al momento dell'ordine per valutare la possibilità di installarlo sulla poltrona)	€ 430,00



CODE. 22203013



CODE. 22203012



CODE. 22203011



CODE. 20739000



CODE. 22200404



CODE. 22200068 + 22200068/A

SEGGIOLINI DOTTORE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500701	<p>SPD</p> <p>Basamento penta piede a 5 razze, movimentazione verticale tramite pompa a gas, struttura in acciaio; 5 ruote piroettanti di 360° (le ruote sono non frenate quando utilizzato e frenate quando non utilizzato). Tappezzeria composta da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperta di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobico, molto facile da pulire e disinfettare (vedere cartelle colori). Appoggio dorsale regolabile in profondità e girevole di 180° indipendentemente dalla seduta.</p>	<p>€ 550,00</p> 
20702600 IMB00033	<p>KIT SKAY SGABELLO SPD/A_PRO</p> <p><u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u></p>	
25500702	<p>SPD/A</p> <p>Basamento penta piede a 5 razze provvisto di anello poggipiedi cromato, movimentazione verticale tramite pompa a gas, struttura in acciaio; 5 ruote piroettanti di 360° (le ruote sono non frenate quando utilizzato e frenate quando non utilizzato). Tappezzeria composta da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperta di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobico, molto facile da pulire e disinfettare (vedere cartelle colori). Appoggio dorsale regolabile in profondità e girevole di 180° indipendentemente dalla seduta.</p>	<p>€ 640,00</p> 
20702600 IMB00033	<p>KIT SKAY SGABELLO SPD/A_PRO</p> <p><u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u></p>	
25500700	<p>SPD/A_PRO ** NOVITA' **</p> <p>Basamento penta piede a 5 razze provvisto di anello poggipiedi cromato, movimentazione verticale tramite pompa a gas, struttura in acciaio, 5 ruote piroettanti di 360° (le ruote sono non frenate quando utilizzato e frenate quando non utilizzato). Tappezzeria composta da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperta di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobico, molto facile da pulire e disinfettare (vedere cartelle colori). Appoggio dorsale regolabile in profondità, inclinazione e girevole di 180° indipendentemente dalla seduta.</p>	<p>€ 780,00</p> 
20702600/SF IMB00033	<p>KIT SKAY SGABELLO SPD/A_PRO</p> <p><u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u></p>	

TABELLA COLORI SKAI

Classic Series.



Metallic Series.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012