



POLTRONE ORL

LISTINO 2023

MEDI-CARE SOLUTIONS SRL

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODE	DESCRIPTION	PRICE IN EURO
25500320_9003	XENON EVO 5 MOTORI – struttura bianca	€ 7.280,00
20714200	KIT SKAI (tappezzeria) SUPREMA ENT-400 con poggiatesta articolato incluso – Colore da definirsi al momento dell’ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



La Poltrona Xenon Evo, con le sue caratteristiche innovative, completa l’ampia gamma delle poltrone motorizzate a marchio EUROCLINIC.

Caratterizzata dalla **Colonna Telescopica**, garantisce il sollevamento assolutamente verticale, con escursione ancora più ampia tra la posizione minima (facilità di accesso) e quella massima, rendendola particolarmente indicata per visite su pazienti adulti ma anche in età pediatrica.

L’ottima stabilità e la solidità sono garantite dalla rotazione di 360° effettivi a livello della base, eseguibile manualmente, bloccabile/sbloccabile tramite un pulsante sul pedale che, attivando un **Comando Elettronico**, permette questa operazione in modo semplice e veloce, senza che il medico debba distogliere la sua attenzione dal campo operativo.

L’inclinazione in avanti **dello Schienale di 3°** facilita la visita e l’accesso al paziente.

Il controllo di tutti i movimenti motorizzati della poltrona avviene tramite **pedale (con filo o wireless opzionali) o pulsantiera (opzionale)**, oppure, se abbinata ad un riunito della gamma EUROCLINIC, tramite il “touch-screen” del riunito con tecnologia Wireless.

Il gambale tappezzato è provvisto di **poggiapiedi** a ribaltina di **dimensioni ridotte (14 cm)**, dotato di sistema di sicurezza “over-load”.

Qualsiasi posizione della poltrona nello spazio è facilmente e velocemente ottenibili grazie al Pedale Multifunzione con cui è possibile memorizzare 3 posizioni a scelta e richiamare la poltrona alla posizione “0” per l’entrata/uscita del paziente.

I braccioli sono sincronizzati alla seduta della poltrona garantendo il massimo confort per il paziente.

Tutte le parti tappezzate della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antibatterico, molto facile da pulire (vasta scelta di colori disponibili).

Poggiatesta Articolato con possibilità di regolazione dell’inclinazione e dell’altezza per una perfetta adattabilità alla morfologia del paziente.

**Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012**

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500316_9006	LYNEA "EVO" 4 motori (struttura silver)	€ 6.850,00
25500316_9003	LYNEA "EVO" 4 motori (struttura bianca)	
20720100/SF	KIT SKAI (tappezzeria) LYNEA EVO con poggiatesta articolato incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona ORL di ultima generazione unica nel suo genere e adatta a qualsiasi attività ambulatoriale ORL in cui si richiedono comfort e affidabilità. È elettromovimentata da 4 attuatori lineari che consentono la movimentazione indipendente della seduta (fino a posizione Trendelenburg), dello schienale, della salita e discesa della poltrona e del gambale. **LYNEA EVO** può essere controllata senza fili e in ogni suo movimento (attivazione e visualizzazione) grazie al sistema **DUAL CONTROL** dal **TOUCH SCREEN** dei riuniti o tramite **PEDALE WIRELESS**.

LYNEA EVO è provvista di:

- solida struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 me met e silver RAL 9006) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- 4 motori di alta qualità (fino a 6000N) che gestiscono elettricamente e separatamente i movimenti di salita e discesa, lo schienale, la seduta e il gambale. La massima efficienza e stabilità è garantita;
- inclinazione -20° in posizione Trendelenburg;
- movimento schienale-seduta combinato per garantire angolo fisso a 90° e prevenire lo schiacciamento del corpo del paziente (sistema di sicurezza);
- **COD. 22200099/A** pedale multifunzione con filo (**opzionale**) per il controllo dei movimenti della poltrona (**pedale WIRE-LESS o pulsantiera opzionali**). È provvisto di 4 memorie: 2 posizioni memorizzate scelte dall'operatore, 1 nuova memoria "SYNCHRO" per il movimento simultaneo dello schienale e del gambale e "ZERO" che è la posizione a riposo.
- **le sezioni della tappezzeria non sono fisse. Si possono facilmente rimuovere** per una migliore pulizia e sanificazione. Sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo. Vedere le cartelle colori
- rotazione di 180° a destra e sinistra con dispositivo di bloccaggio manuale;
- gambale singolo attivato da un motore, con poggiapiedi reclinabile e placca di metallo di protezione;
- poggiatesta articolato anatomico con regolazione multipla in direzione verticale e frontale posizionata sullo schienale;
- braccioli con doppia imbottitura, reclinabili per facilitare l'ingresso del paziente dai lati;
- cuscino lombare imbottito per il massimo comfort del paziente quando è disteso in posizione letto.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500313_9006	FUTURA "EVO" 4 motori (struttura silver)	€ 6.350,00
25500313_9003	FUTURA "EVO" 4 motori (struttura bianca)	
20712000/SF	KIT SKAI (tappezzeria) FUTURA EVO con poggiatesta articolato incluso Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona ORL di alta gamma adatta ad attività ambulatoriale ORL in cui si richiedono comfort e affidabilità. È elettromovimentata da 4 attuatori lineari che consentono la movimentazione indipendente della seduta (fino a posizione Trendelenburg), dello schienale, della salita e discesa della poltrona e del gambale. **FUTURA EVO** può essere controllata senza fili e in ogni suo movimento (attivazione e visualizzazione) grazie al sistema DUAL **CONTROL** dal **TOUCH SCREEN** dei riuniti o tramite **PEDALE WIRELESS**.

FUTURA EVO è provvista di:

- solida struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 met e silver RAL 9006) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- 4 motori di alta qualità (fino a 6000N) che gestiscono elettricamente e separatamente i movimenti di salita e discesa, lo schienale, la seduta e il gambale. La massima efficienza e stabilità è garantita;
- inclinazione -20° in posizione Trendelenburg;
- movimento schienale-seduta combinato per garantire angolo fisso a 90° e prevenire lo schiacciamento del corpo del paziente (sistema di sicurezza);
- **COD. 22200099/A** pedale multifunzione con filo (**opzionale**) per il controllo dei movimenti della poltrona (**pedale WIRE-LES o pulsantiera opzionali**). E' provvisto di 4 memorie: 2 posizioni memorizzate scelte dall'operatore, 1 nuova memoria "SYNCHRO" per il movimento simultaneo dello schienale e del gambale e "ZERO" che è la posizione a riposo.
- le parti fisse di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- rotazione di 180° a destra e sinistra con dispositivo di bloccaggio manuale;
- gambale singolo attivato da un motore, con poggipiedi reclinabile e placca di metallo di protezione;
- poggiatesta articolato anatomico con regolazione multipla in direzione verticale e frontale posizionata sullo schienale;
- braccioli imbottiti per un comodo appoggio del paziente, reclinabili per facilitare l'ingresso dai lati;
- cuscino lombare imbottito per il massimo comfort del paziente quando è disteso in posizione letto.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODE	DESCRIPTION	PRICE IN EURO
25500312_9006	OTOCONCEPT - 4 motori (struttura silver)	€ 6.350,00
25500312_9003	OTOCONCEPT - 4 motori (struttura bianca)	
20703900/A/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOCONCEPT con poggiatesta articolato incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona ORL di alta gamma adatta ad attività ambulatoriale ORL in cui si richiedono comfort e affidabilità. È elettromovimentata da **4 attuatori lineari** che consentono la movimentazione indipendente della seduta (fino a posizione Trendelenburg), dello schienale, della salita e discesa della poltrona e del gambale. **OTOCONCEPT** può essere controllata senza fili e in ogni suo movimento (attivazione e visualizzazione) grazie al sistema **DUAL CONTROL** dal **TOUCH SCREEN** dei riuniti o tramite **PEDALE WIRELESS**.

OTOCONCEPT è provvista di:

- solida struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 met met e silver RAL 9006) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- 4 motori di alta qualità (fino a 6000N) che gestiscono elettricamente e separatamente i movimenti di salita e discesa, lo schienale, la seduta e il gambale. La massima efficienza e stabilità è garantita;
- inclinazione -20° in posizione Trendelenburg;
- movimento schienale-seduta combinato per garantire angolo fisso a 90° e prevenire lo schiacciamento del corpo del paziente (sistema di sicurezza);
- **COD. 22200099/A** pedale multifunzione con filo (**opzionale**) per il controllo dei movimenti della poltrona (**pedale WIRE-LESS o pulsantiera opzionali**). È provvisto di 4 memorie: 2 posizioni memorizzate scelte dall'operatore, 1 nuova memoria "SYNCHRO" per il movimento simultaneo dello schienale e del gambale e "ZERO" che è la posizione a riposo.
- le parti fisse di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- rotazione di 180° a destra e sinistra con dispositivo di bloccaggio manuale;
- gambale singolo attivato da un motore, con poggipièdi reclinabile e placca di metallo di protezione;
- poggiatesta articolato anatomico con regolazione multipla in direzione verticale e frontale posizionata sullo schienale;
- braccioli imbottiti per un comodo appoggio del paziente, reclinabili per facilitare l'ingresso dai lati;
- cuscino lombare imbottito per il massimo comfort del paziente quando è disteso in posizione letto.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODE	DESCRIPTION	PRICE IN EURO
25500306_9006	OTOCONCEPT - 3 motori (struttura silver)	€ 5.960,00
25500306_9003	OTOCONCEPT - 3 motori (struttura bianca)	
20703900/A/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOCONCEPT con poggiatesta articolato incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona ORL di alta gamma adatta ad attività ambulatoriale ORL in cui si richiedono comfort e affidabilità. È elettromovimentata da **3 attuatori lineari** che consentono la movimentazione indipendente della seduta (fino a posizione Trendelenburg), dello schienale, della salita e discesa della poltrona e del gambale. **OTOCONCEPT** può essere controllata senza fili e in ogni suo movimento (attivazione e visualizzazione) grazie al sistema **DUAL CONTROL** dal **TOUCH SCREEN** dei riuniti o tramite **PEDALE WIRELESS**.

OTOCONCEPT è provvista di:

- solida struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 met e silver RAL 9006) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- 3 motori di alta qualità (fino a 6000N) che gestiscono elettricamente e separatamente i movimenti di salita e discesa, lo schienale e la seduta. La massima efficienza e stabilità è garantita;
- gambale singolo attivato manualmente da leva con molla a gas. Provvisto di poggiapiedi reclinabile e placca di metallo di protezione;
- inclinazione -20° in posizione Trendelenburg;
- movimento schienale-seduta combinato per garantire angolo fisso a 90° e prevenire lo schiacciamento del corpo del paziente (sistema di sicurezza);
- **COD. 22200099/A** pedale multifunzione con filo (**opzionale**) per il controllo dei movimenti della poltrona (**pedale WIRE-LESS o pulsantiera opzionali**). È provvisto di 4 memorie: 3 posizioni memorizzate scelte dall'operatore e "ZERO" che è la posizione a riposo.
- le parti fisse di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- rotazione di 180° a destra e sinistra con dispositivo di bloccaggio manuale;
- poggiatesta articolato anatomico con regolazione multipla in direzione verticale e frontale posizionata sullo schienale;
- braccioli imbottiti per un comodo appoggio del paziente, reclinabili per facilitare l'ingresso dai lati;
- cuscino lombare imbottito per il massimo comfort del paziente quando è disteso in posizione letto.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L




SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

ACCESSORI OPZIONALI PER XENON EVO E POLTRONE 3-4 MOTORI

69900115	SCHEDA RICEVENTE SU POLTRONA PER CONTROLLO WIRELESS (da aggiungere sempre, anche in assenza di riunito!)	€ 140,00
22200202 22200096/A 22200099/A 22200096	PEDALE CON FILO PER XENON EVO PEDALE CON FILO PER POLTRONA 4 MOTORI senza funzione SYNCRO PEDALE CON FILO PER POLTRONA 4 MOTORI con funzione SYNCRO PEDALE CON FILO PER POLTRONA 3 MOTORI 	€ 360,00
22200203 22200095/A 22200099 22200095	PEDALE WIRELESS PER XENON EVO PEDALE WIRELESS per poltrona 4 motori senza funzione SYNCRO PEDALE WIRELESS per poltrona 4 motori con funzione SYNCRO PEDALE WIRELESS per poltrona 3 motori  <i>NOTA: DEVE ESSERE SEMPRE ORDINATO INSIEME AL CODICE 69900115</i>	€ 730,00
22200210	COMANDO MANUALE WIRELESS ***NOVITA'***  <i>NOTA: DEVE ESSERE SEMPRE ORDINATO INSIEME AL CODICE 69900115</i>	€ 650,00
22200128	KIT APPLICAZIONE RUOTE (2 + 2 con freno)	€ 340,00

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500301	OTOPEX - 2 motori	€ 5.000,00
20702400/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOPEX con poggiatesta articolato incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino	



Poltrona ORL equipaggiata con 2 attuatori lineari che consentono la movimentazione indipendente della salita e discesa della seduta e dello schienale.

OTOPEX è provvista di:

- struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 7035) rifinita con eleganti carter modulati in ABS ad alta resistenza;
- movimento sincronizzato del gambale con lo schienale, comandato dal joystick sul pedale;
- richiamo della posizione "ZERO" e posizione di lavoro verticale tramite due pulsanti sul pedale;
- rotazione di 180° a destra e sinistra con dispositivo di bloccaggio manuale;
- tappezzeria singola per il gambale e la seduta;
- le parti di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori
- poggiatesta articolato anatomico con regolazione manuale in direzione verticale e frontale posizionata sullo schienale.
- Braccioli ruotabili e amovibili in poliuretano per facilitare l'ingresso del paziente dai lati.

ACCESSORI OPZIONALI PER OTOPEX

22500133/A	POGGIAPIEDI FISSO in metallo cromato 	€ 200,00
22200128	KIT APPLICAZIONE RUOTE (2 + 2 con freno)	€ 340,00

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500318_9003	OTOP/v PROFESSIONAL – CON COLONNA TELESCOPICA - 1 motore	€ 4.050,00
25500318_9006		
20705500/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOP/V PROFESSIONAL poggiatesta NON incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona ORL **CON COLONNA TELESCOPICA** dalla linea molto compatta e di facile posizionamento in ambienti ambulatoriali ridotti. È indicata per diagnostica ORL di base e permette all'operatore un'ottima e rassicurante vicinanza al paziente, controllando al meglio le posizioni della testa, soprattutto nel caso di visite a bambini. È provvista di 1 attuatore lineare che consente la movimentazione della salita e discesa.

OTOP/V PROFESSIONAL è provvista di:

- struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 o silver RAL 9006) rifinita con carter al basamento in ABS ad alta resistenza;
- movimento manuale dello schienale e del gambale tramite una leva con molla a gas;
- schienale reclinabile e gambale sollevabile per ottenere per una posizione quasi orizzontale più confortevole per il paziente
- Pedale di controllo con doppia sezione di azionamento UP/DOWN
- gambale semi-tappezzato per un comodo appoggio delle gambe in posizione orizzontale. Provvisto di placca di metallo pesante reclinabile come poggiapiedi;
- rotazione di 360° con pedale di bloccaggio sul basamento;
- le parti di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- poggiatesta ergonomico fisso (**opzionale**);
- poggiatesta ergonomico articolato con regolazione multipla tramite snodo e pomello di fissaggio che permette la movimentazione in verticale e frontale (**opzionale**);
- braccioli ruotabili e amovibili in poliuretano per facilitare l'ingresso del paziente dai lati;
- basamento in acciaio ampio e spesso che garantisce una migliore stabilità. Verniciato in colore nero.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
 Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500319_9003	OTOP/v ELEGANCE CON COLONNA TELESCOPICA - 1 motore	€ 3.530,00
25500319_9006		
20704400/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOP/V ELEGANCE - poggiatesta NON incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona ORL **CON COLONNA TELESCOPICA** dalla linea molto compatta e di facile posizionamento in ambienti ambulatoriali ridotti. È indicata per diagnostica ORL di base, esclusivamente in posizione verticale. Le sue dimensioni permettono all'operatore un'ottima e rassicurante vicinanza al paziente, controllando al meglio le posizioni della testa, soprattutto nel caso di visite a bambini. È provvista di 1 attuatore lineare che consente la movimentazione della salita e discesa.

OTOP/V ELEGANCE è provvista di:

- struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 o silver RAL 9006) rifinita con carter al basamento in ABS ad alta resistenza;
- movimento manuale dello schienale tramite una leva con molla a gas;
- schienale reclinabile per una posizione più confortevole per il paziente;
- Pedale di controllo con doppia sezione di azionamento UP/DOWN
- gambale ad anello fisso con protezione in plastica nera per poggiapiedi;
- rotazione di 360° con pedale di bloccaggio sul basamento;
- le parti di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- poggiatesta ergonomico fisso (**opzionale**);
- poggiatesta ergonomico articolato con regolazione multipla tramite snodo e pomello di fissaggio che permette la movimentazione in verticale e frontale (**opzionale**);
- braccioli ruotabili e amovibili in poliuretano per facilitare l'ingresso del paziente dai lati;
- basamento in acciaio ampio e spesso che garantisce una migliore stabilità. Verniciato in colore nero.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODE	DESCRIPTION	PREZZO IN EURO
25500317_9003 25500317_9006	OTOP/i PROFESSIONAL- Idraulica	€ 3.650,00
20705500/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOP/i PROFESSIONAL- poggiatesta NON incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona **ORL –IDRAULICA-** dalla linea molto compatta e di facile posizionamento in ambienti ambulatoriali ridotti. È indicata per diagnostica ORL di base, esclusivamente in posizione verticale. Le sue dimensioni permettono all'operatore un'ottima e rassicurante vicinanza al paziente, controllando al meglio le posizioni della testa, soprattutto nel caso di visite a bambini. È provvista di 1 sistema con pompa idraulica che consente la movimentazione della salita e discesa.

OTOP/i PROFESSIONAL è provvista di:

- struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 o silver RAL 9006) rifinita con carter al basamento in ABS ad alta resistenza;
- movimento manuale dello schienale e del gambale tramite una leva con molla a gas;
- schienale reclinabile e gambale sollevabile per ottenere per una posizione quasi orizzontale più confortevole per il paziente;
- gambale semi-tappezzato per un comodo appoggio delle gambe in posizione orizzontale. Provvisto di placca di metallo pesante reclinabile come poggiapiedi;
- leva di azionamento a piede in metallo posizionata nella parte posteriore del basamento
- rotazione di 360° con pedale di bloccaggio sul basamento;
- le parti di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- poggiatesta ergonomico fisso (**opzionale**);
- poggiatesta ergonomico articolato con regolazione multipla tramite snodo e pomello di fissaggio che permette la movimentazione in verticale e frontale (**opzionale**);
- braccioli ruotabili e amovibili in poliuretano per facilitare l'ingresso del paziente dai lati;
- basamento in acciaio ampio e spesso che garantisce una migliore stabilità. Verniciato in colore nero.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500309	OTOP/i ELEGANCE- Idraulica	€ 3.050,00
20702300/SF	KIT SKAI (tappezzeria) OTOP/i ELEGANCE - poggiatesta NON incluso – Colore da definirsi al momento dell'ordine. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u>	



Poltrona **ORL –IDRAULICA-** dalla linea molto compatta e di facile posizionamento in ambienti ambulatoriali ridotti. È indicata per diagnostica ORL di base, esclusivamente in posizione verticale. Le sue dimensioni permettono all'operatore un'ottima e rassicurante vicinanza al paziente, controllando al meglio le posizioni della testa, soprattutto nel caso di visite a bambini. È provvista di 1 sistema con pompa idraulica che consente la movimentazione della salita e discesa.

OTOP/i ELEGANCE è provvista di:

- struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche (colore bianco RAL 9003 o silver RAL 9006) rifinita con carter al basamento in ABS ad alta resistenza;
- movimento manuale dello schienale tramite una leva con molla a gas;
- schienale reclinabile per una posizione più confortevole per il paziente;
- leva di azionamento a piede in metallo posizionata nella parte posteriore del basamento
- gambale ad anello fisso con protezione in plastica nera per poggiapiedi;
- rotazione di 360° con pedale di bloccaggio sul basamento;
- le parti di tappezzeria della poltrona sono composte da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperte di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobo, molto facile da pulire e disinfettare. Vedere cartelle colori;
- poggiatesta ergonomico fisso (**opzionale**);
- poggiatesta ergonomico articolato con regolazione multipla tramite snodo e pomello di fissaggio che permette la movimentazione in verticale e frontale (**opzionale**);
- braccioli ruotabili e amovibili in poliuretano per facilitare l'ingresso del paziente dai lati;
- basamento in acciaio ampio e spesso che garantisce una migliore stabilità. Verniciato in colore nero.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

ACCESSORI OPZIONALI per Serie OTOP/V e OTOP/I :		
20716300/SF	KIT SKAI (tappezzeria) per poggiatesta fisso. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u> 	€ 180,00
22200120	KIT SKAI (tappezzeria) per poggiatesta articolato, con regolazione multipla tramite snodo e pomello di fissaggio che permette la movimentazione in verticale e frontale. <u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u> 	€ 350,00
22200128	KIT APPLICAZIONE RUOTE (2 + 2 con freno)	€ 340,00

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
 Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

SEGGIOLINI DOTTORE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
25500701	<p>SPD</p> <p>Basamento penta piede a 5 razze, movimentazione verticale tramite pompa a gas, struttura in acciaio, 5 ruote piroettanti di 360° (le ruote sono non frenate quando utilizzato e frenate quando non utilizzato). Tappezzeria composta da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperta di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobico, molto facile da pulire e disinfettare (vedere cartelle colori). Appoggio dorsale regolabile in profondità e girevole di 180° indipendentemente dalla seduta.</p>	<p>€ 550,00</p> 
20702600 IMB00033	<p>KIT SKAY SGABELLO SPD/A_PRO</p> <p><u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u></p>	
25500702	<p>SPD/A</p> <p>Basamento penta piede a 5 razze provvisto di anello poggipiedi cromato, movimentazione verticale tramite pompa a gas, struttura in acciaio, 5 ruote piroettanti di 360° (le ruote sono non frenate quando utilizzato e frenate quando non utilizzato). Tappezzeria composta da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperta di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobico, molto facile da pulire e disinfettare (vedere cartelle colori). Appoggio dorsale regolabile in profondità e girevole di 180° indipendentemente dalla seduta.</p>	<p>€ 640,00</p> 
20702600 IMB00033	<p>KIT SKAY SGABELLO SPD/A_PRO</p> <p><u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u></p>	
25500700	<p>SPD/A_PRO ** NOVITA' **</p> <p>Basamento penta piede a 5 razze provvisto di anello poggipiedi cromato, movimentazione verticale tramite pompa a gas, struttura in acciaio, 5 ruote piroettanti di 360° (le ruote sono non frenate quando utilizzato e frenate quando non utilizzato). Tappezzeria composta da schiuma indeformabile ad alta densità ricoperta di skai bi-elastico, resistente agli strappi e antimicrobico, molto facile da pulire e disinfettare (vedere cartelle colori). Appoggio dorsale regolabile in profondità, inclinazione e girevole di 180° indipendentemente dalla seduta.</p>	<p>€ 780,00</p> 
20702600/SF IMB00033	<p>KIT SKAY SGABELLO SPD/A_PRO</p> <p><u>Vedere i codici nelle schede tappezzerie in coda al listino</u></p>	

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

TABELLA COLORI SKAI

Classic Series.

									
A01 Bianco Helsinki 0006	A30 Grigio Amburgo 4008	A12 Grigio Londra 1800	A33 Grigio Lodi 5959	C07 Grigio Oslo 1946	A13 Nero Odessa 0991	C06 Blu Anversa 4933	C11 Blu Baltico 4947	A08 Blu Chicago 5908	A27 Blu Berna 5946
									
D02 Azzurro Palm Beach 4734	A07 Azzurro Parigi 3526	A25 Viola Ankara 5948	C13 Viola Nizza 5947	C08 Verde Caracas 1931	A15 Verde Honolulu 1825	D04 Verde Toronto 1648291	A32 Verde Irlanda 0872	D03 Verde Melbourne 1648895	D01 Verde David 3115
									
A26 Verde New Delhi 1816	A31 Giallo Parma 0064	D05 Arancio Rotterdam 1648536	A20 Arancio Praga 0717	A11 Rosso Mosca 0680	C12 Rosa Malaga 0667	A09 Bordeaux Bangkok 0569	C04 Marrone Perugia 0430	C03 Beige Tunisi 1120	A28 Beige Roma 1164
									
B12 Metal Ice 0010	B01 Metal Silver 5150	B11 Metal Bronze 1166	B08 Metal Dust Gray 7250	B06 Metal Blu 6950	B07 Metal Blue Sea 7050	B05 Metal Skai Blu 5850	B10 Metal Brown 6050	B09 Metal Red 6750	B04 Metal Apricot 6650
									
B02 Metal Gold 5350	B03 Metal Lemon 6450								

Metallic Series.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209

XENON EVO UPHOLSTERY COLORS

Classic



Metallic



Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Della Zecca, 1-40121 Bologna (BO) Italy

SEDE OPERATIVA: Via Pietro Nenni, 3 – 40026 Imola (BO) Italy

TEL. ++39 0542 642046 - FAX ++39 0542 642355 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. – Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493 - VAT 03390661209